



فرم فلوسایتومتری

نام و نام خانوادگی : جنسیت : سن : تاریخ پذیرش : شماره پذیرش بیمار :

تاریخ وزمان دقیق نمونه گیری (از زمان نمونه گیری تا تحویل به آزمایشگاه بیشتر از ۱۲ ساعت نباشد)	
دلیل انجام آزمایش ؟	
نام داروی مصرفی و مدت زمان مصرف:	مدت زمان ابتلا به بیماری:
بیماری زمینه ای: ☐ دارد ☐ ندارد توضیحات:	
خلاصه ای از علائم عمومی فرد در یک ماه اخیر (آیا علائم خاصی پیدا کرده اند و حال عمومی شان رو به بهبودی رفته است یاخیر) ؟	
CD Marker&DHR CBCضمیمه شده است : بله ☐ خیر ☐ (برای نمونه مغز استخوان حتماً جواب CBC بیمار نیاز می باشد) درصد و تعداد سلولهای خونی (لنفوسیت % / مونوسیت % / گرانولوسیت % / نوتروفیل % / بازوفیل % / انوزینوفیل %) نوع نمونه: خون تام EDTA یا Heparin و BMA (مغز استخوان) DHR : اختصاصاً Heparin ۲ عدد لام BMA حتماً بر بالین بیمار باید (نمونه تازه) گرفته شده باشد لام همراه آزمایش ارسال شده ☐	
APCA تعداد فرزند: تعداد حاملگی : تعداد سقط : گروه خونی : آیا بیمار سابقه لنفوتراپی یا ایمونوتراپی داشته است (در صورت وجود، زمان انجام آن ذکر گردد): مقدار نمونه دریافتی از همسر ۵ سی سی خون هپارینه باشد. مقدار نمونه سرم خانم ۲ سی سی باشد.	
CD 41,42,61 نوع اختلال خونریزی دهنده یا لخته شونده : نوع خونریزی : ☐ زیر پوستی ☐ داخلی ☐ دهان و بینی سابقه خانوادگی : ☐ فامیل پدری ☐ فامیل مادری نحوه جداسازی: G ۱۵۰ دور سانتر فیوژ - ۱ دقیقه خون تام سیترا ته ، لوله تاریک ارسال در دمای یخچالی و حجم ۶ سی سی	

همکار محترم از نمونه گیری در روزهای قبل از تعطیلی خودداری نمایید(نمونه گیری بیمار در روز ارسال انجام شود)

در موارد ارسال نمونه های BMA (مغز استخوان) در صورت کامل نبودن اطلاعات درخواستی فوق تمامی CD Markers در خواستی بدون هرگونه تغییر گزارش میگردد.

مهر آزمایشگاه ارسال کننده



GU-04-081-00

راهنمای ارسال تست های پیوند و APCA

- ۱- در مورد تست APCA نیاز به نمونه سرم خانم و نمونه خون هیپارینه همسر میباشد.
- ۲- در مورد تست WBC Cross match نیاز به نمونه سرم گیرنده و نمونه CBC دهنده می باشد.
- ۳- در مورد تست PRA صرفا نیاز به نمونه سرم دهنده می باشد.

نحوه نگهداری نمونه خون:

- نمونه خون بیمار جهت انجام تست در دمای اتاق به آزمایشگاه منتقل شود. اگر چنانچه نمونه در شرایط دمایی دیگری به آزمایشگاه ارسال شده است، حتما پرسنل فنی بخش را مطلع کنید.
- از زمان نمونه گیری تا زمان ارسال به آزمایشگاه و انجام تست بیشتر از ۲۴ ساعت نگذشته باشد. در غیر اینصورت نمونه پذیرش نخواهد شد.

نحوه نگهداری نمونه سرم:

نمونه سرم در دمای یخچال (۲-۸ درجه سانتی گراد) فرستاده شود.

شرایط رد یا قبول نمونه:

- از نمونه های بشدت همولیزه، لیمپیک و یا کدر استفاده نشود.
- فریز کردن و ذوب شدن مکرر سرم ممکن است تاثیر منفی بر نتیجه آزمایش داشته باشد.
- ارسال اصل فرم پرسشنامه از طرف آزمایشگاه مربوطه ضروری می باشد.

(ارسال نکردن فرم یا ناخوانا بودن (ارسال کپی) باعث عدم پذیرش تست می شود)