



دستورالعمل تست LTT

- ۱- آزمایش LTT چون بر روی سلولهای زنده انجام میشود ممکن است درخواست تکرار شود.
- ۲- حداقل زمان جوابدهی ۱۰ روز است.
- ۳- نمونه مورد نیاز جهت این تست ۵-۷ سی سی خون هپارینه می باشد.
- ۴- انتقال نمونه در دمای اتاق انجام شود و هر چه سریعتر به بخش مربوطه ارسال گردد.
- ۵- این تست فقط روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه تا ساعت ۱۱ ظهر پذیرش میگردد.
- ۶- اگر بیماری انتقال خون داشته است حتما قبل از نمونه گیری مسئول فنی بخش فلوسیتومتری را مطلع سازید.
- ۷- اگر بیماری IVIG دریافت نموده است، حتما قبل از نمونه گیری مسئول فنی بخش فلوسیتومتری را مطلع سازید.
- ۸- اگر بیماری **تحت درمان** با داروهای ایمونوساپرسیو مانند داروهای پردنیزولون، متوترکسات و سایر داروهای کورتونی می باشد قبل از نمونه گیری مسئول فنی بخش مطلع گردد در غیر اینصورت نمونه ریجکت خواهد شد.
- ۹- هنگام پذیرش بیمار، **حتما** اطلاعات کاملی از مشکل بیمار، داشتن بیماری زمینه ای و عفونی و ارائه آزمایشات قبلی درخواست گردد در غیر اینصورت جواب تست گزارش نخواهد شد.